



MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-121
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın amacına uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk Tıp Fakültesi Dekanlığına aittir.

3. TALİMATIN DETAYI:

- Steril kabin çalıştırılmadan önce mutlaka ön muhafaza kapağı açılmalıdır. Kapak kapalı iken cihaz çalıştırılmamalıdır.
- Kabin içerisinde çalışmaya başlamadan önce kabin içine steril hava veren fan motoru açılmalı ve üfleme hızı ayarlanmalıdır.
- Kabin içi sterilizasyonda kullanılan UV (Ultraviyole) lamba, kabin içerisinde çalışmaya başlamadan önce ve çalışma sırasında mutlaka kapalı olmalıdır.
- Steril kabin içerisine konan malzemeler kesinlikle kabin dışına çıkarılmamalıdır.
- Kabin içerisinde çalışmaya başlamadan önce eller dirseklere kadar mutlaka alkol ile steril edilmelidir veya tek kullanımlık steril eldiven kullanılmalıdır.
- Kabin içerisinde çalışırken steril koşulların korunmasına azami özen göstermelidir. Eller kabin dışına çıkarılmamalı, kafa vb. organlar kabin içine sokulmamalıdır.
- Kabin içerisinde ispiroto ocağı vb. alev ile çalışılacağı zaman kesinlikle alev yakınına yanıcı, parlayıcı madde ve malzeme (alkol, aseton vb.) konmamalıdır. Bu malzemeler kabin içerisinde alevden mümkün olan en uzak mesafede bulundurulmalıdır.
- Kabin içerisine madde ve malzeme dökülmemesi için özen gösterilmelidir. Özellikle korozif bir madde dökülmesi durumunda derhal çalışmaya ara verilmeli, kabin çalışması durdurulmalı ve temizlenmelidir. Bu durum derhal sorumlu personele bildirilmelidir.
- Çalışmaya uzun süre ara verileceği zaman steril kabin mutlaka kapatılmalıdır.

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Yrd. Doç. Dr. Halime TOZAK YILDIZ

Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL

Prof. Dr. Mustafa KURT



MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-121
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2

- Çalışma sonlandırıldığında kabin içerisi temiz ve düzenli olarak bırakılmalıdır.
- Çalışma sonlandırıldığında kabin çalışması durdurulmalı, ön kapak kapatılmalı ve mutlaka UV lambası çalıştırılarak içerinin sterilliği sağlanmalıdır.
- Arıza veya olumsuz bir durum karşısında laboratuvar sorumlusuna haber verilmelidir.

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Yrd. Doç. Dr. Halime TOZAK YILDIZ

Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL

Prof. Dr. Mustafa KURT