



# NOFROST BUZDOLABI BAKIM-ONARIM VE KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-106
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

## 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın amacına uygun bir şekilde kullanımını sağlamak.

## 2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

## 3.KULLANIM TALİMATI:

- Cihaz düz bir zemine yerleştirilir ve ayakları sabitlenir.
- Gazı oturana kadar 1 saat buzdolabı çalıştırılmaz.
- Cihazın fişi topraklı tek bir prize sokulur.
- Kapağı açılır.
- Materyal uygun yere yerleştirilir.
- Zehirli bileşiklerle gıda maddeleri aynı buzdolabına konulmaz.
- Materyal uygun yere yerleştirilir.
- Kapağı kapatılır.

## 4. BAKIM-ONARIM TALİMATI:

- Genel temizliği yapılır. Karlanma ve buzlanma olup olmadığı ve termostatu kontrol edilir.
- İç ışıkları ve cihazın soğutma durumu ve çalışması kontrol edilir.
- Bunların dışında ayrı bir bakım onarım prosedürü önerilmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servis bilgilendirilmelidir.

## 4.REFERANS DÖKÜMANLAR: Cihaza ait kullanım klavuzu

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. Gülhan ÜNLÜ	Prof. Dr. M.Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT