



STATİF VE STATİF KISKACI KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-130
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3.TALİMATIN DETAYI:

1. Statif demir çubuk demir tablaya vidalama yöntemi ile sabitlenir.
2. Kıskacın vidası gevşetilerek statif çubukta istenilen konuma getirilir.
3. Kıskaç vidası sıkıştırılarak statif çubuk üzerinde sabitlenir.

4.REFERANS DÖKÜMANLAR:

1. Cihaza ait kullanım klavuzu

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. Dilek KUZAY	Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT