



MEME MUAYENE VE PALPASYON MAKETİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-151
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Meme muayene ve palpasyon maketinin uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2. GÖREV VE SORUMLULUK:

Meme muayene ve palpasyon maketi kullanımı ile ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3. TALİMATIN DETAYI:

- Bu model meme tümörü palpasyon becerileri pratiği için kullanılır.
- Eğitim aşamalarını kolaylaştırmak için meme bezine iyi ve kötü huylu iki tümör yerleştirilmiştir.
- Çeşitli pozisyonlara, büyüklüğe ve yapıya dayanarak öğrenciler iyi ve kötü huylu tümörleri tanımlayabilir.
- Model özel plastikten yapılmıştır. Gerçekçi yapıya sahiptir.
- Model; tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık yüksekokulları, hastaneler, sağlık liseleri, sağlık ile ilgili bütün eğitim alanlarında kullanmak ve eğitim vermek için uygundur.
- **Boyutlar**
 - Boy: 36 cm En: 32 cm Ağılık: 3.270 g
- **Temel Hastalıklı Yapılar**
 - Matocarcinoma: Yeri meme bezinin üst dış çeyreğindedir.
 - Adenofibroma: Yeri meme bezinin üst iç çeyreğindedir. Tümör sert pürüzlü yüzeyli hareketlidir ve çapı 3 cm'dir.
 - Supraclavicularnod: Bu nodclavícula'nın üstündedir. Çapı: 1 cm.
 - Aksillar lenf nodu: Şekli soya fasülyesi ile aynıdır. Yumuşaktır ve hareket edebilir.
 - Sarkan memeler
 - Çökmüş deri
 - Portakal kabuğu görünümü
 - Memede kanama ve diagrazis.

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet ÇALIŞKAN

Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL

Prof. Dr. Mustafa KURT